

EDEN<sup>®</sup>  
— SKIN —

[www.pro.edenskin.be](http://www.pro.edenskin.be)  
[pro@edenskin.be](mailto:pro@edenskin.be)

Votre partenaire  
de soins

Amincissement

Épilation définitive

Réjuvenation cutanée

EQUIPEMENTS HIGH-TECH  
pour professionnels de l'esthétique

---

ACADEMIE

# EDEN<sup>®</sup>

— S K I N —

## EDEN SKIN PRO

Créée il y a près de 10 ans, la société EDEN SKIN vous accompagne dans le développement de votre institut en vous fournissant des **appareils de haute technologie agréés aux normes CE.**

## BOOSTEZ VOS VENTES

Les technologies proposées par EDEN SKIN vous permettront de développer votre carte de soins pour répondre à une demande croissante de votre clientèle tant féminine que masculine.

Tous nos prix s'entendent HTVA



## NOS ENGAGEMENTS

**Livraison, installation, formation et garantie de 2 ans sont offertes.**  
Un service après-vente est assuré par une équipe de techniciens spécialisés.

[www.pro.edenskin.be](http://www.pro.edenskin.be)

Services  
offerts

EDEN<sup>®</sup>  
— S K I N —

## PACK DE DEMARRAGE

Vous recevrez un pack incluant  
Les accessoires nécessaires pour réaliser vos premiers soins:  
Bol, bâtonnet blanc, lunettes de protection,...



## FORMATIONS

EDEN SKIN s'engage à offrir  
une formation théorique et pratique dans votre institut.

L'équipe de formateurs reste à votre disposition  
pour tous supports techniques et pratiques  
lors de la prise en mains des appareils  
et pour vous conseiller lors du démarrage des soins.

## SUPPORTS MARKETING

Nous vous offrons  
un roll-up et des affiches cartonnées type Forex<sup>®</sup>  
afin de promouvoir vos soins.



[pro@edenskin.be](mailto:pro@edenskin.be)

# EDEN SKIN PRO

Technologies au  
service de  
l'esthétique

Amincissement

CRYOLIFT 360<sup>TM</sup>



Cryolipolyse 360°  
Radiofréquence tripolaire  
et hexa-polaire



FORMATIONS SUR MESURE



SAV PROFESSIONNEL



PACK MARKETING OFFERT



GARANTIE DE 2 ANS

[pro@edenskin.be](mailto:pro@edenskin.be)



A photograph of a woman from the waist down, wearing white underwear. She is holding a blue measuring tape around her waist. The background is plain white. A dark teal horizontal bar is overlaid across the middle of the image, containing the text 'Amincissement'.

Amincissement



CRYOLIFT 360<sup>™</sup>

Jusqu'à -10°C

Technologie 360°

3 tailles de ventouses

## INDICATIONS

Ce soin est destiné à celles et ceux qui souhaitent se débarrasser de leurs **amas graisseux localisés** et disgracieux sur le ventre, les hanches, le dos, le bas de fesses...


La **cryolipolyse** est une technique révolutionnaire qui provoque l'apoptose des cellules graisseuses par l'action du froid, sans affecter les tissus environnants.

La technologie 360° permet de couvrir l'entièreté du pli graisseux grâce à une coque métallique qui refroidit **jusqu'à -10°C**.

Cet appareil 2 en 1 est également équipé de deux poignées de radiofréquence (tri-polaire et hexa-polaire) pour raffermir les tissus.

## AVANTAGES

Cette méthode d'amincissement n'a que des atouts. Elle est non invasive, sélective, rapide et indolore.



# Cryolipolyse 360°



3 tailles de ventouses


Ventre, cuisses, bras

RF tri et hexapolaire

6 MHz – 1 à 50 J/cm<sup>2</sup>



Book avant - après



SCAN ME

**Puissance:** 1800 W

**Puissance d'aspiration:** 100 kPA

**T° cryo:** 5 à -10°C

**Refroidissement:** air (ventilateurs) + eau (5L)

Prix sur demande

Possibilité de leasing



Formation | livraison | garantie de 2 ans | pack marketing : OFFERTS

pro@edenskin.be

# EDEN SKIN PRO

Spécialiste  
des soins  
performants

Épilation

LASERSKIN™



FORMATIONS SUR MESURE



SAV PROFESSIONNEL



PACK MARKETING OFFERT



GARANTIE DE 2 ANS

[www.pro.edenskin.be](http://www.pro.edenskin.be)





EDLV  
SKIN

## Epilation



Equipé de **QUATRE longueurs d'ondes**, le LASERSKIN – 2400 watts - est utilisé pour l'épilation définitive sur tous types de peaux, même foncées. L'appareil est muni d'une **tête réfrigérée** permettant de ne pas échauffer la peau. Le soin se pratique **en mouvement** pour le confort du patient.

## BENEFICES

- Efficace sur les phototypes de peau I à VI
- Résultats définitifs après 6 à 8 séances
- Rapide (20 minutes pour les zones étendues)


de 1 à 10 Hz

40 000 000 tirs

Embout amovible – sourcils/nez



LASERSKIN<sup>™</sup>



**Pièces à main:** 10\*30 mm (10 Hz)

**Tête réfrigérée:** - 5°C

**Intensité réglable:** 1 à 120 J/cm<sup>2</sup>

**Mode:** balayage continu

**Longueurs d'ondes:**

755 - 808 - 940 - 1064 nm

**Ecran tactile**



Tout le monde  
mérite  
une peau lisse

L'essayer, c'est  
l'adopter!

Grâce à ses roulettes et à son large écran mobile, le LASERSKIN est très maniable. Cet appareil est équipé d'une poignée ergonomique permettant de **réaliser les soins en mouvement**.

Un **embout** qui se clipse sur la poignée permet de traiter les **petites zones du visage** (nez, oreilles, sourcils, contour de barbe).


Le **programme de soins est très intuitif**. En sélectionnant la zone du corps et la couleur de peau, les paramètres s'affichent automatiquement.

**Origine LASER bar** : Allemagne

**Refroidissement**: air (ventilateurs) + eau (3L)

**Puissance électrique**: 4000 W

Book avant-après



SCAN ME

Prix sur demande

Possibilité de leasing



Formation | livraison | garantie de 2 ans | pack marketing : OFFERTS

pro@edenskin.be

# EDEN SKIN PRO

Equipements  
High-tech  
pour professionnels  
de l'esthétique

Anti-âge

NEWDERMA<sup>®</sup>



Microneedling  
RF

LUMISKIN<sup>®</sup>



Technologie  
LED

[pro@edenskin.be](mailto:pro@edenskin.be)





Anti-âge





NEWDERMA<sup>®</sup>

Le NEWDERMA combine technologie RF et microneedling pour des résultats remarquables.

Cette technique ancestrale consiste à réaliser des micro-perforations de la peau à au moyen de microaiguilles qui induisent une cicatrisation naturelle.

Cette technique active les facteurs de croissance non inflammatoires (kératinocytes), qui régénèrent la peau sans former de tissu cicatriciel.

2 poignées

25 – 49 – 81 aiguilles

La petite taille et la puissance de l'appareil le rendent performant et facile à utiliser.

0,3 – 3 mm ajustable

RF 5 MHz

Différents types d'aiguilles stérilisées à usage unique et dont la profondeur d'action se contrôle automatiquement rendent le soin sûr et performant.



MRF-81 needles



81-needles



MRF-49 needles



49-needles



MRF-25 needles




25-needles



## BENEFICES

---

- Réparation des vergetures et cicatrices
- Traitement de l'acné
- Effacement des ridules
- Hydratation de la peau
- Fermeté et réel coup d'éclat



**Les ondes radio émises à travers les aiguilles** chauffent les tissus en douceur et induisent une synthèse de collagène et d'élastine.

**Associé aux actifs puissants et ciblés** qui pénètrent en profondeur dans le derme, ce soin offre une nouvelle jeunesse à la peau.

Prix sur demande



Possibilité de location

Formation | livraison | garantie de 1 an | pack marketing : OFFERTS

pro@edenskin.be

La **technologie LED** représente un progrès considérable dans le traitement de nombreux problèmes cutanés. La lumière froide monochromatique permet de stimuler l'activité des fibroblastes et ainsi la synthèse du collagène et de l'élastine.

Les résultats obtenus grâce à un **protocole de soins complet** sont durables et rapidement visibles.

Mode pulsé ou continu

Large spectre lumineux



Ecran tactile

Diffusion de 6 couleurs

Adapté pour les visage et le corps

LUMISKIN<sup>®</sup>

**Modes** : pulsé/continu

**Nombre de LEDs** : 144

**Surface d'illumination** : 3210cm<sup>2</sup>

**Spectres d'émission (6 couleurs) :**

Violet	~ 400 nm
Bleu	~ 440 nm
Turquoise	~ 465 nm
Vert	~ 520 nm
Jaune	~ 590 nm
Rouge	~ 625 nm

**Dimension** : L 47cm\*H 30cm\*I 30cm


**Poids** : 22 Kg

**Fréquence** : 1 – 30 Hz

**Puissance** : 120mW/cm<sup>2</sup>

**Durée de vie – LED** : >= 5000 heures

**Temps de traitement** : 1 à 30 Min.



Haute rentabilité!  
La LED travaille pour vous

La LED, de par ses **propriétés apaisantes et anti-âge**, peut être incluse comme étape dans un soin visage traditionnel ou après un soin de peeling ou de photo-rajeunissement.

Les paramètres peuvent être pré-encodés pour proposer des séances de 15 à 30 minutes. La couleur la plus utilisée est le rouge, pour favoriser la régénération cellulaire.

## INDICATIONS

---

- Effacement des vergetures et cicatrices
- Diminution des tâches pigmentaires
- Traitement de l'acné



Prix sur demande

Possibilité de location

Formation | livraison | garantie de 1 an | pack marketing : OFFERTS

pro@edenskin.be

# NOS SERVICES



## SAV

Le service après-vente est assuré par des techniciens diplômés.

Nous mettons tout en œuvre pour intervenir dans les délais les plus brefs et si nécessaire, vous mettre à disposition une machine de remplacement afin que vos soins ne soient pas impactés.

## LIVRAISON

La livraison d'un nouvel appareil est assurée dans les deux à trois semaines.

Nous travaillons avec une équipe de livreurs professionnels qui veillent à emballer les machines de façon sûre.



## EXPOSITIONS

Retrouvez-nous chaque année sur les salons dédiés à l'esthétique :

ESTETIKA, BEAUTY LIFE, BEAUTY FORUM,....

Vous pourrez apprivoiser les machines, découvrir les soins et recevoir de précieux conseils.



# NOTRE RESEAU



**NEW !**

## FORMATIONS EN LIGNE

EDEN SKIN a développé des formations en ligne pour permettre aux professionnels de l'esthétique d'acquérir les notions essentielles de soins avec les nouvelles technologies.

Thématiques : épilation LASER, cryolipolyse, lipocavitation, ...  
[www.pro.edenskin.be/formations](http://www.pro.edenskin.be/formations)



## ACADEMIE - BRUXELLES

EDEN SKIN propose un panel de formations destinées aux professionnels de l'esthétique, paramédicaux, infirmiers et médecins.

Infos et planning: [www.pro.edenskin.be](http://www.pro.edenskin.be)



## SHOW ROOM - BRUXELLES

Pour vous permettre de découvrir et tester les machines, un show-room a été créé en 2020. Vous y êtes les bienvenus sur rendez-vous.

Adresse: Bd du Souverain 36 à 1170 Bruxelles.



[pro@edenskin.be](mailto:pro@edenskin.be)

# EDEN<sup>®</sup>

SKIN



FORMATIONS

ACHAT | LOCATION



[WWW.PRO.EDENSKIN.BE](http://WWW.PRO.EDENSKIN.BE)